

Принадлежности для кресел гинекологических и кроватей акушерских



Подголовник

Крепление подголовника к стальному каркасу спинки производится с помощью магнита
Размер подголовника 200x280x80 мм

Применяемость:
КГ-1, КГ-3М, КГ-3Э



Подголовник

Для крепления подголовника к креслу используется лента «Репейник»
Размер подголовника 235x280x70 мм

Применяемость:
КГ-2, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Подставка для ног (1 ступень)

Мягкая панель подставки обтянута по бесшовной технологии
Во избежание повреждения напольного покрытия, ножки подставки оснащены резиновыми накладками
Размер подставки для ног 520x400x313 мм

Применяемость:
КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Подставка для ног (2 ступени)

Мягкие панели подставки обтянуты по бесшовной технологии
Во избежание повреждения напольного покрытия, ножки подставки оснащены резиновыми накладками
Размер подставки для ног 640x500x420 мм

Применяемость:
КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Секция ножная

Мягкая панель секции обтянута по бесшовной технологии
Секция устанавливается на стальные оси под сиденьем кресла


Применяемость:
КГ-3М, КГ-3Э, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6



Столик для инъекций

Столик оснащён ремнём для фиксации руки пациентки при проведении внутривенных манипуляций
Столик комплектуется двумя планками-направляющими для установки на кресле

Применяемость:
КГ-3М, КГ-3Э, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6, КА-3



Столик инструментальный

Поворотный кронштейн жёстко крепится на металлическом каркасе под основанием сиденья
Столешница вращается на 360° в любом направлении
Размер столешницы 310x310x15 мм


Применяемость:
КГ-1



Тазик со сливом

Тазик выполнен из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм
Объём тазика 3 литра
Размер тазика 325x265x65 мм

Применяемость:
КГ-1, КГ-2, КГ-3М, КГ-3Э, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6, КА-2, КА-3



Штатив для вливаний


Телескопическая стойка имеет гальваническое покрытие, устойчивое к дезинфицирующим растворам
Регулируемая по высоте стойка оснащена двумя держателями для флаконов и двумя крючками для разовых лекарственных систем

Применяемость:
КГ-1, КГ-3М, КГ-3Э, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6, КА-3


Цветовая гамма

для кресел гинекологических КГ-2, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-3, КГ-6

Стандартная цветовая гамма



B353 1118 AS



B353 6156 AS




B353 5118 AS


Нестандартная цветовая гамма




B353 1044 AS




B353 1123 AS




B353 1004 AS



B353 1017 AS



B353 3022 AS




B353 3036 AS




B353 5061 AS



B353 5161 AS




B353 6098 AS




B353 6001 AS




B353 5141 AS



B353 5154 AS



B353 5040 AS



B353 7000 AS