


# Акушерство и гинекология

# Аакушерство и гинекология МЕДИН









#### КА

#### кровать акушерская

- обеспечивает высокий уровень комфорта для рожениц и акушерской бригады низкое опускание ложа для особого комфорта размещения пациента
- удобство транспортировки пациента внутри лечебного учреждения



Пульты управления



Упоры для ног






Опускание боковых ограждений









Столик для инъекций (принадлежность)





Столик для монитора (принадлежность)



Штатив для вливаний (принадлежность)







Корзина для журналов (принадлежность)


Педальный блок управления (принадлежность)

















**305.202 КА-02** – с электроприводами на 3 движения


305.203 КА-03 – с электроприводом на 2 движения и продольным наклоном кровати на пневмопружинах

305.204 КА-04 – с приводом подъема на гидродомкрате, наклоном спины и продольным наклоном на пневмопружинах










## **CP-01**

#### стол для родовспоможения (305.100)

- стол для родовспоможения с электромеханической регулировкой
- высокий уровень комфорта для рожениц и акушерской бригады
- удобство транспортировки пациента внутри лечебного учереждения
- литые антистатические съемные подушки








TIONOMETRIE «CTON»

## КГМ-3П

#### кресло гинекологическое (301.400)

- кресло с электромеханическим изменением высоты, положения спинки и сиденья
- расширенные возможности до уровня операционного стола

# Универсальные боковые направляющие для крепления аксессуаров и приспособлений, Съемные обшивки колонны и основания особопрочный композитный материа. Ножной педальный блок управления Основание на двух колесах Ø 60 мм и двух регулируемых опорах Держатель кольпоскопа (принадлежность) Безопасная рабочая нагрузка ..... 140 кг Масса кресла ..... Штатив для длительных вливаний, ножная секция и столик для инъекций (принадлежность)




## КГМ-2П

кресло гинекологическое (301.300)

• кресло с электромеханическим изменением высоты и положения сиденья






# **КГМ-1**

#### кресло гинекологическое (301.100)

• кресло с электромеханическим изменением положения сиденья











# КГМ-4

#### кресло гинекологическое (301.500)

- кресло с пневматическим изменением положения спинки и сиденья
- расширенные возможности до уровня операционного стола




# **КГМ-2**

#### кресло гинекологическое (301.102)

- кресло с электромеханической регулировкой положения сиденья и спинки
- расширенные возможности до уровня операционного стола






# **KH-01**

#### кровать для новорожденных (303.100)

- легкое перемещение кроватки
- плавная и бесшумная регулировка наклона кроватки в положение Тренделенбург/Антитренделенбург





# Комплексное оснащение гинекологических кабинетов

