

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ТОНЗИЛЛОР

1



У пациентов, переносящих ОРВИ "на ногах", заболевание может перерасти в хроническое. Например, в хронический тонзиллит, который характеризуется воспалением небных миндалин. В это случае поможет аппарат [Тонзилор](#).

Он воздействует на пораженные участки миндалин ультразвуковыми колебаниями. Ему нет аналогов во всем мире.

Разработка защищена авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ. Наличие вариаций насадок аппарата Тонзилор позволяет лечить хронический тонзиллит у детей и взрослых. Во время процедуры происходит одновременное максимальное действие на весь объем миндалин, откуда вымываются гнойные пробки и другие продукты воспалительного процесса. Таким образом ликвидируются очаги инфекции, что помогает свести к минимуму рецидивы хронического тонзиллита. **Тонзилор-ММ используют не только для лечения хронического и острого тонзиллита, но для лечения людей со следующими заболеваниями:**

- ЛОР – остеопластические операции на среднем ухе и околоносовых пазухах.
- Фарингит.
- Отит.
- Ринит.
- Аденоидит.
- Фарингит.

Врачи рекомендуют применение этого аппарата по нескольким причинам:

1. Вместе с оттоком гнойной слизи одновременно проводится обработка пораженных миндалин бактерицидными препаратами.
2. Курс лечения уменьшается, и выздоровление наступает значительно быстрее, уменьшение миндалин наступает уже со второго сеанса.
 1. Метод, в отличие от промывания миндалин шприцем, полностью нетравматичен и безболезнен. Его применение позволяет, в среднем, в 4 раза сократить число операций по удалению небных миндалин.

В вашем ЛОР-кабинете ещё нет [Тонзиллора](#)? Успейте заказать до начала вспышки простудных заболеваний!

АППАРАТ АУДИОТОН

В современном мире число людей, страдающих снижением слуха, постоянно растет. Причин множество — начиная от наследственной предрасположенности и заканчивая увеличивающимся уровнем шума в крупных городах и производственными условиями. К счастью, в настоящее время появились методики, которые способны улучшить наш слух.

В борьбе с тугоухостью может помочь использование современного прибора [Аудиотон](#).

[Комплекс Аудиотон](#) предназначен для профилактики и лечения воспалительных заболеваний среднего уха.

Он воздействует переменным магнитным полем на барабанную полость и нервно-рецепторный аппарат улитки уха в сочетании с лекарственными препаратами.



Показания к применению комплекса Аудиотон:

- Хроническая сенсоневральная тугоухость 1, 2 и 3 степени.
- Хроническая сенсоневральная тугоухость 3, 4 степени в плане повышения Эффективности слухопротезирования.
- Сенсоневральная тугоухость в плане улучшения электроакустической коррекции слуха, а также коррекции социальной и профессиональной деятельности. Улучшение освоения детьми сурдопедагогической программы.
- Ушные шумы, сопровождающие хроническую тугоухость любой формы и любой этиологии.

Разработка защищена авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ. Комплекс зарубежных аналогов не имеет.

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ТОНЗИЛЛОР-3ММ



Часто приходят пациенты с осложнениями после ОРВИ? Чём поможет опытный ЛОР такому пациенту? Назначит курс лечения на уникальном аппарате – [ТОНЗИЛЛОР-3ММ](#).

Тонзиллор - 3ММ - это современный прибор, позволяющий лечить ЛОР-органы хирургическим и консервативным методами.

Суть его работы заключается в том, что на пораженные биоткани оказывается воздействие низкочастотной ультразвуковой энергией, вакуумом или озоносодержащими лекарствами. Лечение может проходить контактно или при помощи жидких лекарственных сред.

С данной установкой можно:

- Останавливать воспалительные процессы.
- Снимать боль.
- Осуществлять рассасывающую терапию.
- Улучшать микроциркуляцию крови в пораженной области, что благоприятно влияет на регенерацию тканей.
- У пациента наблюдается улучшение кровоснабжения и обмена веществ.

Тонзиллор-3ММ содержит в себе:

- Встроенный электроотсасыватель. Он предназначен для: Аспирации при хирургических вмешательствах, Отсасывания септической жидкости, Аспирации при ЛОР процедурах.
- Блок генератора низкочастотных ультразвуковых колебаний.
- Блок, генерирующий озон/NO-содержащую газовую смесь.

- Вакуумный блок.

Показания к применению аппарата Тонзиллор-3ММ:

- Хронический тонзиллит,
- Фарингит.
- Аденоидит.
- Ринит.
- Отит.
- Операции на носовой перегородке.
- Лор-остеопластические операции на среднем ухе и околоносовых пазухах.

ЛОРТОН - ММ



В кабинете врача все должно быть стерильно. Именно поэтому широкое применение находят одноразовые стерильные наборы. Один из них - набор изделий для оториноларингологических осмотров ЛОРТОН - ММ.

Он предназначен для:

- Проведения профилактических осмотров.
- Лечебных процедур.
- Взятия проб на анализ при обследовании лор-органов в условиях поликлиник, стационаров и других медицинских учреждений.

В набор для лор-врача входят:

- Зеркало смотровое малое
- Зеркало смотровое большое
- Зеркало носовое
- Воронка ушная малая
- Воронка ушная средняя
- Салфетки гигиенические
- Пинцет
- Зонд для носа и уха (6 шт)
- Шпатель

Достоинства:

Использование Лор-набора гарантирует защиту от внутрибольничной инфекции.

Доступная цена.

Экономически выгодно использовать в частных клиниках, так как это позволяет отказаться от дорогостоящих и энергозатратных методов стерилизации.

АППАРАТ ГИНЕТОН-ММ

Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов является актуальной проблемой современной гинекологии. Тут на помощь гинекологам и их пациентам приходит уникальный аппарат ГИНЕТОН-ММ. Прибор воздействует на патологически измененные ткани с помощью ультразвуковых колебаний низких частот.



Он предназначен для лечения ряда гинекологических заболеваний. Его применяют как в консервативном лечении, так и в хирургии.


Гинетон-ММ успешно применяют как в стационаре, так и амбулаторно.

Данный аппарат используют:

- При воспалительных процессах в гинекологии (эрозиях и псевдоэрозиях шейки матки, кольпитах, эктоцервицитах, краурозе и т.д.)
- При трубном бесплодии.
- При необходимости санации тканей в ходе гинекологических вмешательств; при операциях в акушерстве, в том числе при кесаревом сечении.
- При послеродовых травмах, нагрубании молочных желез, маститах и др.

Аппарат не имеет аналогов за рубежом; он защищен авторским правом СССР и соответствующими патентами Российской Федерации. Женское здоровье - залог будущего нации!

АППАРАТ КАВИТОН



Кожа человека имеет удивительную способность к регенерации. Однако, к сожалению, не все раны и не всегда заживают так быстро, как хотелось бы. Но прогресс не стоит на месте.

И на помощь хирургам и их пациентам приходят современные разработки. А именно, аппарат Кавитон.

Он предназначен для профилактики и лечения ран различного происхождения. Он работает с помощью энергии низкочастотного ультразвука. Данный аппарат можно использовать как в больницах, так и в поликлиниках.

Воздействие аппарата на рану энергией низкочастотного ультразвука и лекарственных веществ обеспечивает повышение эффективности регенерации тканей.

*Простота и надежность **аппарата Кавитон** позволяют использовать его в условиях военно-полевой хирургии, природных и техногенных катастроф экстренной санации ожоговых, травматических и хирургических ран непосредственно в очаге поражения.*

АППАРАТ ПРОЛОНГ-ММ



Физиотерапия - весьма эффективный современный метод лечения. Сегодня мы познакомим вас еще с одним аппаратом, успешно справляющихся со многими патологиями.

Это Пролонг-ММ - российская разработка для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожной патологии, болевых синдромов различной этиологии, а также различных воспалительных заболеваний.

Низкочастотный ультразвук в комплексе с лекарственными препаратами способен творить чудеса. Данный аппарат помогает применять неинвазивный метод локального введения лекарственных веществ в биоткани без повреждения кожного покрова. Этот метод называют методом термоконтрастной абсорбции лекарственного вещества (метод ТКАБ ЛВ). При помощи него лекарственные вещества могут проникать в ткани на большую глубину.

Пролонг-ММ применяют в разных отраслях медицины как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

На основании клинических наблюдений установлено, что сроки лечения сокращаются, в среднем, в 2 - 3 раза.

АППАРАТ ОЗОТРОН



Каждый знает, что озон появляется в воздухе после дождя и имеет запах свежести. Но не все слышаны о его полезных свойствах.

Этот газ способен разрушать в организме болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, а «хорошим» клеткам наоборот — несет пользу.

Озон способен:

- Увеличить в крови содержание кислорода.
- Активизировать работу ферментов.
- Стимулировать обмен веществ.
- Укреплять иммунитет.

Но каждый раз не будешь ждать дождя, чтобы подышать целебным воздухом.

А вот **аппарат ОЗОТРОН** - это реальная возможность позаботиться о своем здоровье.

Данный прибор от компании «Метромед» используется для получения озон/NO-содержащих лекарственных веществ как в газообразном, так и жидком состоянии. Он поистине уникален.

У него очень широкий спектр действия:

- Профилактика и лечение ран и раневых инфекций в общей хирургии, травматологии и ортопедии, оториноларингологии, стоматологии, гинекологии, проктологии и в других областях.
- Стерилизация хирургических, операционных и больничных палат.
- Использование в интересах военно-полевой хирургии, медицины катастроф и МЧС.

Аппарат Озотрон компактен, прост в эксплуатации, надежен.

АППАРАТ СТОМАТОН



Стоматологов теперь можно не бояться. Лечение, как правило, проходит безболезненно, а, главное, эффективно. Особенно, если у стоматолога в арсенале есть [аппарат Стоматон-ММ](#).

Этот прибор оказывает лечебное воздействие за счет энергии ультразвуковых колебаний, которые работают на низких частотах.

Он обеспечивает качественное лечение очагов инфекции с помощью импрегнации лекарственных веществ вглубь поврежденной ткани.

СТОМАТОН-ММ рекомендован к использованию для лечения целого ряда стоматологических заболеваний.

Его можно применять при:

- Стоматите
- Гингивите
- Пародонтите
- Альвелите
- Возникновении осложнений после санации полости рта.
- В результате получения ран или возникновении инфекций.
- Невралгии.
- Неврите.
- Глоссалгии.
- Артрозо-артрите челюстных суставов.
- В работе гигиениста.

[Аппарат Стоматон-ММ](#) предназначен для консервативного и хирургического лечения.

Эффективность лечения ряда заболеваний с применением прибора [Стоматон-ММ](#) достигает 85%. Срок лечения может сократиться почти в половину.

АППАРАТ РОССОНИК-ММ

Представляем вашему вниманию аппарат широкого спектра действия [РОССОНИК-ММ](#).

Он предназначен для профилактики и лечения:

- Заболеваний опорно-двигательного аппарата.
- Заболеваний периферической нервной систем.
- Заболеваний вегетативной нервной системы.
- Болевых синдромов различной этиологии.
- Болезней кожи и подкожной клетчатки.
- Болезней сосудов и систем крово — и лимфообращения.

- Хронического синусита.



РОССОНИК-ММ воздействует на патологический очаг комплексом факторов, включающих низкочастотный ультразвук, генерируемое ультразвуком тепло, фотохромное излучение и целевые лекарственные вещества. Применяться данный аппарат может как в стационарных, так и амбулаторных условиях.

АППАРАТ ОНКОДЕСТ-ММ



Рак - не приговор. Новообразования на коже - вещь неприятная, но излечимая. Даже, если речь идет о злокачественных новообразованиях.

При помощи новейшего аппарата ОНКОДЕСТ-ММ можно осуществлять санацию ран и избавлять пациентов от кожной онкологии.

Прибор воздействует на зону поражения низкочастотным ультразвуком, озоном и вакуумом.

Показания к применению:

- Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи.
- Доброкачественные и злокачественные новообразования слизистых оболочек в оториноларингологии.
- Гнойные, гнойно-некротические раны костной и мягких тканей, слизистых.
- Поверхностные и глубокие ожоги, вызванные различными факторами, в том числе лучевой терапией.

Помогите избавить мир от онкологии, начните с собственных пациентов.

У нас единственный официальный склад в Москве, представительство завода производителя "НПП Метромед Омск". Заводские цены!